

Компактний компресорний небулайзер

UA

- ① Поршневий компресор
- ② Шнур живлення
- ③ Термомік БМІК/ВМІК (ON/OFF)
- ④ Відсік для повітряного фільтру
- ⑤ Розлипник
- ⑥ Повітряна трубка
- ⑦ Насадка для ротової інгаляції
- ⑧ Аерозольна маска для дорослих
- ⑨ Аерозольна маска для дітей
- ⑩ Заміна повітряного фільтру
- ⑪ Збірники компонент розливачка

Шановний покупець,

Цей небулайзер є звичайним пристроям для інгаляційного лікування астми, хронічних бронхітів та інших респіраторних захворювань.

Цим пристроям можна використати під час лікарської реабілітації, частини яких, залежно від результату, досягають найвищих гігієніческих обсягів.

Користуючись цим пристроям, діяльність дихання поганіше, досягаючи максимального ефекту.

Користуючись цим пристроям, діяльність дихання поганіше, досягаючи максимального ефекту.

Будь ласка, уважно прочитайте дані вказаних, щоб отримати максимальний ефект використання фільтру.

Заміна фільтру виконується за допомогою фільтру.

Будь ласка, уважно прочитайте дані вказаних, щоб отримати максимальний ефект використання фільтру.

Насадка для ротової інгаляції, якщо ви використовуєте її, заміните її на нову.

Зберігайте і використовуйте у безпекіному місці для використання у майбутньому.

Будьте здорові! AGO

При перед використанням пристроя уважно прочитайте до інструкції.

Клас захищеності B

1. Важливі вказівки з безпеки

• Під час використовування тільки з методом, що описано в даному буфеті. Виробник не несе відповідальністі за пошкодження, які викликаються некоректним використанням.

• Цим пристроям не можна користуватися для проведення анестезії та іншої терапевтичної лікування.

• Цим пристроям можна користувати лише з однією з дієвих компактністю та, як списано в інструкції.

• Не використовуйте пристрій, якщо Вам дивиться, що він пошкоджений, або якщо Ви відмітили що-небудь незвичайне.

• Ніколи не відрізайте кірту пристрію.

• До складу пристроя входять чутливі компоненти, що можуть бути пошкоджені від контакту з водою.

• Переконайтесь, що компактні розливачки (5) встановлені у позицію «0».

• Переконайтесь, що усі компактні розливачки є з медичним препаратором.

2. Гарантія

На прилад поширюється гарантія протягом 2 років з дати придбання. Гарантія діє лише за наявності гарантійного талона, заповненого ділемом (див. на зворот), що підтверджує дату продажу або касового чеку.

• Переконайтесь, що постачальник пропонує змінити відповідну строку.

• Гарантія не відновлюється на компактні розливачки (5).

• Гарантія, що є усіма компактні розливачками (5),

• Гарантія, що є усіма компактні розливачками (5),